

## MASAŽNA BLAZINA BODY RELAX

### PREDVIDENA UPORABA

Masažna naprava je namenjena izključno masiranju delov teles. Primerna je izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Poleg tega je masažna naprava namenjena le za uporabo v notranjih prostorih. Masažno napravo uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe. Masažna naprava ni igrača za otroke. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

### Lastnosti:

- Izdelek: masažna blazina
- Masaža za: vrat, hrbet, noge, ramenski obroč, zadnjico, ledveni del
- Barva: zlatorjava
- Funkcija: gnetenje, masaža, magnetna / termo terapija
- Mehanizem proti pregrevanju
- Varnostni mehanizem
- Izgled / oblika: metulj
- Material: PU usnje + mrežasta tkanina
- Velikost: 18 x 31 x 10 cm
- Dom: AC 100–240 V
- Avto: DC 12 V
- Moč delovanja: 20 W

### VARNOSTNI NAPOTKI

Nepravilna uporaba masažne naprave, napačna električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročijo električni udar.

- Masažno napravo v električno omrežje priklopite le, če je električna napetost električne vtičnice enaka kot podatki na tipski tablici električnega vtiča.
- Masažno napravo priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da jo boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Masažne naprave ne uporabljajte, če so na njej vidne poškodbe ali je poškodovan električni kabel oz. električni vtič.
- Masažne naprave in ohišja električnega vtiča ne odpirajte sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. Obrnite se na službo za stranke v podjetju Pingo Shop. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.
- Za masažno napravo uporabljajte izključno priloženi električni vtič.
- Električni vtič uporabljajte izključno za masažno napravo.
- Masažne naprave in električnega vtiča ali kabla ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Na električni kabel ne postavljajte predmetov.
- Masažne naprave, električnega vtiča in električnega kabla ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Električni kabel razpeljite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Masažno napravo uporabljajte le v notranjih prostorih.
- Masažne naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali pri zračni vlagi, višji od 75 %.
- Električne naprave ne prijemajte, oziroma za njo ne segajte, če pade v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Električni vtič izvlecite tudi v primeru okvare (npr. pri pojavu nenavadnih zvokov ali vonja).

- Masažne naprave ne uporabljajte med nevihto. Izklopite jo in izvlecite električni vtič.

Masažno napravo lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo masažne naprave in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z masažno napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

## **PRVA UPORABA**

Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Masažno napravo vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli.
3. Preverite, ali sta masažna naprava ali električni vtič morda poškodovana. Če sta, masažne naprave ne uporabljajte. Obrnite se na prodajalca.

## **PRED UPORABO**

1. Odstranite embalažo in vso zaščitno folijo.
2. Popolnoma odvijte kabel električnega vtiča
3. Vstavite kabelski konektor v DC-vtič električnega vtiča.
4. Električni vtič vtaknite v ustrezno nameščeno električno vtičnico.

## **UPORABA**

Podobno kot z ročno masažo lahko tudi z masažno napravo poskrbimo za izredno dobro počutje. Naravni ritem masiranja izboljša krvni obtok, sprosti napete mišice ter okrepi živčni in imunski sistem. Z njim lahko tudi odpravljamo glavobole in izboljšamo kakovost spanja.

## **VKLOP MASAŽNE NAPRAVE**

Priključite napajalnik v vtičnico (avto polnilec ali klasičen polnilec) in kabel povežite z električno masažno blazino.

Pritisnite na gumb in masaža se bo začela.

Ob ponovnem pritisku na gumb boste sprožili toplotno masažo.

Masaža / magnetoterapija traja 15–20 minut.

Po masaži je priporočljivo počakati 30 minut za ponovni zagon.

### **NASTAVITEV GRELNE FUNKCIJE:**

Masažna naprava ima grelno funkcijo. Za nastavitev te funkcije:

– pritisnite tipko vklop/izklop.

### **IZKLOP MASAŽNE NAPRAVE**

– Pritisnite tipko za vklop/izklop.

### **ČIŠČENJE**

1. Prepričajte se, da je masažna naprava izklopljena in odklopljena z vira napajanja.
2. Masažno napravo čistite s suho krpo.
3. Če želite oprati mrežo (1), odprite zadrgo in jo odstranite z masažne naprave ter upoštevajte naslednja navodila za pranje:



Mrežo lahko operete pri temperaturi do 40 °C.



Mreža ni primerna za likanje.



Mreža ni primerna za beljenje.



Mreža ni primerna za kemično čiščenje.

### **GARANCIJA**

Garancijska doba traja 1 leto in začne teči na dan predaje blaga. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun. Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.